

Чл.-корр. РАН

Крык Н.Н.



Минимальная
внешняя стоимость,
без НДС

ИСП-МС анализ в растворах дополнительно к 25 элементам: Sc, V, Cr, Co, Ni, Cu, Zn	50	670
ИСП-МС анализ в растворах отдельно: Sc, V, Cr, Co, Ni, Cu, Zn	50	1300
ИСП-МС анализ в растворах дополнительно к 25 элементам: Na, Mg, Al, Si, P, K, Ca, Ti, Mn, Fe	50	1000
ИСП-МС анализ в растворах отдельно: Na, Mg, Al, Si, P, K, Ca, Ti, Mn, Fe	50	1300
ИСП-МС анализ ЭПГ+Re изотопным разбавлением	25	12300
Определение возраста цирконов методом ЛА-ИСП-МС (2 часа/40 точек)	60	25000
сцинтилляционная гамма-спектроскопия (U,Th,K,Cs)	5000	490
Атомно-абсорбционная спектрометрия		
Вскрытие твердой пробы (кислотное)*	3000	450
Вскрытие твердой пробы (кислотное+сплавнение)*		900
Экстракция, концентрирование*		300
Пламенная атомизация, 1 элемент*		300
Плам. атом.(с закисью азота), 1 элемент*		600
Электротерм. атомизация, 1 элемент*		750
Полупроводниковая гамма-спектросметрия (Pb-210, U-238, Ra-226, Th-232, K-40)	400	1700
Альфа-спектросметрия (Pu-239+240, Pu-238) с радиохимической подготовкой	100	4000
Альфа-спектросметрия (U-234, U-238) с радиохимической подготовкой	200	4000
Бета-радиометрия (Sr-90) с радиохимической подготовкой	300	4000

*** Примечания:**

1. При выполнении работ по подготовке проб для химического и минералогического анализа, выделения монофракций и концентратов к утверждённым ценам применяются следующие коэффициенты, учитывающие сложность работ:

Вид работ	Условие	Коэф.
Выделение гравитационных концентратов на концентрационном столе, при весе пробы до 5 кг	фракция -1 + 0,5 мм	κ=0,6
	фракция -0,2 мм	κ= 1,2
Выделение гравитационных концентратов на центробежном концентраторе, при весе пробы до 20 кг.	фракция -0,25мм	κ=1,2
	фракция -0,1 мм	κ= 2
Электромагнитная сепарация при весе пробы до 1 кг	фракция -0,5+0,25 мм	κ=0,5
	фракция -0,1 мм	κ= 1,5
Выделение мономинеральных фракций (циркон, апатит, биотит, плагиоклаз и др.) при весе пробы до 1 кг	фракция -0,5+0,25 мм	κ=0,5
	фракция -0,1 мм	κ= 1,5
	фракция -0,25+0,1 мм с флотацией	κ=1,2
Подготовка проб для химического анализа (дробление, квартование, истирание)	для крепких пород	κ= 1,5
	при весе от 1 до 5 кг	κ= 1,5
Подготовка проб для минералогического анализа (дробление, измельчение, классификация)	для крепких пород	κ= 1,5
	при весе от 1 до 5 кг	κ=2
Истирание проб в керамических, агатовых барабанах при весе пробы до 100 г.	для крепких пород	κ=2,5

2. Атомно-абсорбционный анализ проводится для следующих элементов и концентраций:
- Пламенная атомизация (ацетилен-воздух): K, Na, Li, Rb, Mg, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Cd, Pb, Au, Ag, Se, Sb, Bi, In, - от 0,1 мкг/мл и выше.
 - Электротермическая атомизация: Co, Ni, As, Cd, Pb, Au, Ag, Se, Sb, Sn, Bi, In, Be, Au, Ag, Pt, Pd, Ru, Hg - от 0,1 мкг/мл и ниже.
 - Пламенная атомизация (закись азота-ацетилен): Ca, As, Ba, Sr, Mo, V, Cr, Be, Al, Ti - от 1 мкг/мл и выше.
 - Для партий менее 10 проб к общей стоимости заказа водится коэффициент **1,5**.